

Rabbit Anti-Mouse IgM 단일클론항체 For Fc - P01872

품목 번호: CM0011759



소개

유세포 분석(FC)용 Rabbit anti-Mouse IgM 단일클론항체로, Igm (Igh6) 불변 영역을 표적합니다. 마우스와 반응합니다. B 세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다. CamelBio는 검증된 IVD 원료를 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종	마우스
면역원	제조합 단백질 마우스 IgM (P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa/53kDa
배송	아이스백