

Rabbit Anti-Mouse IgM Monoclonal Antibody For Fc - P01872

품목 번호: CM0009835



소개

유세포분석(FC)용으로 검증된 접합 토끼 항-마우스 IgM 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원은 IgM 중쇄 불변 영역(P01872)의 아미노산 105-454를 포함합니다. B세포 면역표현형 분석 및 체액성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종(Species)	마우스(Mouse)
면역원	재조합 단백질 마우스 IgM(P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa/53kDa
배송	아이스 백(Ice bag)