

유세포분석용 토끼 항-마우스 IgM 단클론 항체 - P01872

품목 번호: CM0004874



소개

마우스 IgM 중쇄 불변 영역(P01872)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. B 세포 면역표현형 분석, 면역 반응 연구 및 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-마우스 IgM mAb
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종	마우스
면역원	마우스 IgM(P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa
배송 방식	아이스 팩