

## 유세포분석용 토끼 항마우스 IgM 단클론 항체 - P01872

품목 번호: CM0004306



### 소개

유세포분석용 마우스 IgM 중쇄 불변영역(P01872)에 대한 접합 토끼 단클론 항원입니다. 마우스에 특이적이어서 B 세포 및 체액성 면역 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                    |
|---------|------------------------------------------------------|
| 제품명     | 토끼 항마우스 IgM mAb                                      |
| 비고/별칭   | Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M                         |
| 종       | 마우스                                                  |
| 면역원     | 마우스 IgM 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 (P01872) |
| 공급원     | 토끼                                                   |
| 카테고리    | 단클론 항체                                               |
| 적용 분야   | FC (유세포분석)                                           |
| 교차 반응성  | 마우스                                                  |
| SWISS   | P01872                                               |
| 단백질 분자량 | 50kDa                                                |
| 배송 방식   | 아이스백                                                 |