


Rabbit Anti-Mouse IL-12 P40 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P43432

품목 번호: CM0010852



소개

세포 내 유세포 분석(Intracellular Flow Cytometry)용으로 검증된 결합 마우스 IL-12 p40 표적 토끼 단일클론 항체입니다. 면역 및 염증 조절의 핵심 인자인 IL-12와 IL-23에 공통적인 p40 소단위를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL-12 p40 mAb
비고/별칭	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
종(Species)	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	3593
GeneID	16160
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 IL-12 p40(NP_001290173.1)의 아미노산 23-335번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse (마우스)
SWISS	P43432
단백질 분자량	38kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)