

Rabbit Anti-Mouse Il-13 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry
(Intracellular) - P20109

품목 번호: CM0005602

소개

마우스 인터루킨-13(IL-13)을 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 세포 내 유세포 분석용으로 설계되었으며, 알레르기 염증, 사이토카인 신호 전달 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
비고/별칭	IL-13
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	3596
GeneID	16163
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P20109
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)