

세포내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse IL-13 단일클론항체 - P20109

품목 번호: CM0004134

소개

마우스 IL-13을 표적으로 하는 접합 토끼
단일클론항체로, 세포내 유세포 분석에 대해 검증됨.
알레르기 염증 및 면역 반응에 관여하는 14 kDa
사이토카인인 마우스와 반응. 면역학 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
비고/별칭	IL-13
종	마우스
GeneID (인간)	3596
GeneID	16163
면역원	재조합 단백질 마우스 IL-13 (NP_032381.1)의 아미노산 20-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P20109
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백