

Rabbit Anti-Mouse Il-17A 단일클론항체 (유세포분석용) - Q62386

품목 번호: CM0011344

소개

마우스 IL-17A에 대한 로 접합된 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포분석에 검증되었습니다. 18 kDa 사이토카인을 인식하며, 마우스 샘플에서 Th17 및 선천면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL-17A mAb
비고/별칭	Il17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
종	마우스
GeneID (인간)	3605
GeneID	16171
면역원	재조합 단백질 마우스 IL17A의 아미노산 26-158에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_034682.1)
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62386
단백질 분자량	18 kDa
배송	아이스팩