

토끼 항마우스 IL-9 Mab - P15247

품목 번호: CM0004923



소개

세포내 유세포 분석용 마우스 인터루킨-9(IL-9, P40)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플에서 검증되었으며, 면역 반응과 비만세포 분화에 관여하는 주요 Th2 사이토카인을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 IL-9 mAb
비고/별칭	P40; IL-9
종	마우스
인간 유전자 ID	3578
유전자 ID	16198
면역원	마우스 IL-9(NP_032399.1)의 아미노산 19-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P15247
단백질 분자량	16kDa
배송 방법	아이스 팩