

토끼 항-마우스 IL1R1/Cd121A Mab - P13504

품목 번호: CM0008246

소개

마우스 IL1R1/Cd121a에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(FC)으로 검증되었습니다. 마우스 IL-1 수용체 1형과 특이적으로 반응합니다. 면역학 및 신경염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	토끼 항-마우스 IL1R1/Cd121a mAb
비고/별칭	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
종	마우스
GeneID (인간)	3554
GeneID	16177
면역원	마우스 IL1R1/Cd121a의 아미노산 20-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_032388.1)
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13504
단백질 분자량	67kDa
배송	얼음팩