

Rabbit Anti-Mouse IL1R1/Cd121A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P13504

품목 번호: CM0010088

소개

유세포 분석용 컨쥬게이티드 마우스 IL-1 수용체 타입 1 (IL1R1/CD121a) 표적 토끼 단일클론 항체. 마우스 샘플에서 검증되었습니다. IL-1 신호 전달 및 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse IL1R1/CD121a mAb
비고/별칭	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3554
GeneID	16177
면역원(Immunogen)	마우스 IL1R1/CD121a (NP_032388.1)의 아미노산 20-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P13504
단백질 분자량	67kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)