

## 세포 내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Mouse IL22 단일클론 항체 - Q9Jjy9

품목 번호: CM0009621



### 소개

마우스 IL-22에 특이적인 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석(FC intra)에 검증되었습니다. 사이토카인 신호 전달, 조직 재생 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수         | 값                                   |
|--------------|-------------------------------------|
| 제품명          | Rabbit anti-Mouse IL22 mAb          |
| 비고/별칭        | IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa |
| 종            | 마우스                                 |
| 유전자 ID (인간)  | 50616                               |
| 유전자 ID (마우스) | 50929                               |
| 면역원          | 재조합 단백질                             |
| 원천           | 토끼                                  |
| 범주           | 단일클론 항체                             |
| 응용 분야        | FC (intra)                          |
| 교차 반응성       | 마우스                                 |
| SWISS        | Q9JJY9                              |
| 단백질 분자량      | 20kDa                               |
| 배송           | 아이스백                                |