

세포 내 유세포분석용 토끼 항-마우스 IL22 단일클론 항체 - Q9Jjy9

품목 번호: CM0009506



소개

마우스 IL22에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포분석에 대해 검증되었습니다. IL-22 매개 상피 재생, 장벽 기능 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 IL22 mAb
비고/별칭	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
종	마우스
GeneID (사람)	50616
GeneID	50929
면역원	마우스 IL22의 아미노산 34-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_058667.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9JJY9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩