

토끼 항생쥐 인테그린 알파 1/Cd49A 단클론 항체 (Fc용) - Q3V3R4

품목 번호: CM0011060

소개

유세포분석용 접합 토끼 항생쥐 인테그린 알파 1/CD49a 단클론 항체입니다. 세포 접착 및 성장 조절에 관여하는 라미닌/콜라겐 수용체를 인식하며, 생쥐와 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항생쥐 인테그린 알파 1/CD49a mAb
비고/별칭	Vla1; CD49A; E130012M19Rik
종	생쥐
유전자 ID (인간)	3672
유전자 ID	109700
면역원	생쥐 인테그린 알파 1/CD49a (NP_001028400.2)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q3V3R4
단백질 분자량	130kDa
배송 방식	아이스 팩