

Fc용 토끼 항-마우스 인테그린 알파 2/Cd49B 단일클론 항체 - Q62469

품목 번호: CM0008013

소개

마우스 인테그린 알파 2/CD49b(DX5, GPIa)에 대한
고품질 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포
분석용으로 검증되었으며, 세포 접착과 이동에 관여하는
콜라겐 수용체를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 인테그린 알파 2/CD49b mAb
비고/별칭	DX5; GPIa; CD49B
종	마우스
유전자 ID(인간)	3673
유전자 ID(마우스)	16398
면역원	마우스 인테그린 알파 2/CD49b의 아미노산 168-366을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_032422.2)
공급원	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62469
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩