

유세포 분석용 마우스 인테그린 알파 2/Cd49B 토끼 단일클론 항체 - Q62469

품목 번호: CM0012642

소개

마우스 인테그린 알파 2/CD49b(DX5, GPIa, CD49B)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(FC)으로 검증되었습니다. 인테그린 알파-2/베타-1은 세포 접착과 세포외기질 조직화에 관여하는 콜라겐 수용체입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	마우스 인테그린 알파 2/CD49b에 대한 토끼 mAb
비고/별칭	DX5; GPIa; CD49B
종	마우스
GeneID (사람)	3673
GeneID (마우스)	16398
면역원	마우스 인테그린 알파 2/CD49b(NP_032422.2)의 아미노산 168-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62469
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스팩