

Rabbit Anti-Mouse Integrin Alpha 2/Cd49B Monoclonal Antibody For
Flow Cytometry - Q62469

품목 번호: CM0009174

소개

마우스 인테그린 알파-2/CD49b에 특이적으로 결합하는 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 세포 부착 및 혈소판 기능에 중요한 콜라겐 수용체를 인식합니다. 마우스 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse Integrin alpha 2/CD49b mAb
비고/별칭	DX5; GPIa; CD49B
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	3673
GeneID	16398
면역원(Immunogen)	마우스 인테그린 알파 2/CD49b (NP_032422.2)의 아미노산 168-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	Q62469
단백질 분자량	129kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)