

## Rabbit Anti-Mouse Jam-1/Cd321 단일클론항체 (Fc 용) - O88792

품목 번호: CM0004681



### 소개

로 접합된, 마우스 JAM-1/CD321 (UniProt O88792)를 표적하는 토끼 단일클론항체입니다. 유세포 분석용으로 설계된 이 항체는 틈새연접, 백혈구 이동 및 혈소판 활성화 연구에 도움을 줍니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터           | 값                                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명            | Rabbit anti-Mouse JAM-1/CD321 mAb                                       |
| 비고/별칭          | JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321  |
| 종              | 마우스                                                                     |
| GeneID (Human) | 50848                                                                   |
| GeneID         | 16456                                                                   |
| 면역원            | 제조합 단백질 마우스 JAM-1/CD321 (NP_766235.1)의 아미노산 27-242 서열에 해당하는 제조합 용합 단백질. |
| 원천             | 토끼                                                                      |
| 분류             | 단일클론항체                                                                  |
| 적용             | FC                                                                      |
| 교차 반응성         | 마우스                                                                     |
| SWISS          | O88792                                                                  |
| 단백질 분자량        | 32kDa                                                                   |
| 배송             | 아이스백                                                                    |