

유세포분석용 토끼 항마우스 Jam-1/Cd321 단클론 항체 - O88792

품목 번호: CM0008138



소개

마우스 JAM-1/CD321에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 밀착연접 형성 및 백혈구 이동에 관여하는 32kDa 접합 부착 분자 A를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	토끼 항마우스 JAM-1/CD321 mAb
비고/별칭	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
종	마우스
인간 유전자 ID	50848
유전자 ID	16456
면역원	마우스 JAM-1/CD321 (NP_766235.1)의 아미노산 27-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	O88792
단백질 분자량	32kDa
배송 방법	아이스백