

토끼 항마우스 Ki67 Mab - E9Pvx6

품목 번호: CM0008343

소개

에 접합된 마우스 Ki67을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포분석에서 검증이 완료된, 세포 주기 및 암 연구에 필수적인 증식 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 Ki67 mAb
비고/별칭	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	4288
유전자ID	17345
면역원	마우스 Ki67 (NP_001074586.2)의 아미노산 1816-2163에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	E9PVX6
단백질 분자량	351kDa
배송 방식	아이스 팩