

세포내 유세포 분석용 토끼 유래 마우스 Ki67 단클론 항체 - E9Pvx6

품목 번호: CM0012258

소개

마우스 Ki67에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 분석에 검증되었습니다. 마우스 샘플에서 351kDa 증식 마커 Ki-67을 검출합니다. 세포 주기 및 증식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 마우스 Ki67 단클론 항체
비고/별칭	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
종	마우스
인간 유전자ID	4288
유전자ID	17345
면역원	마우스 Ki67 (NP_001074586.2)의 아미노산 1816-2163에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	세포내 유세포 분석 (FC intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	E9PVX6
단백질 분자량	351kDa
배송 방식	아이스 팩