

유세포 측정용 토끼 항마우스 Lamp1/Cd107A 단클론 항체 - P11438

품목 번호: CM0004936



소개

유세포 측정용 접합 토끼 항마우스 LAMP1/CD107a 단클론 항체입니다. 자가포식, NK 세포 세포독성 및 전이에 관여하는 리소좀 막 당단백질을 표적으로 합니다. 아미노산 208-363에 해당하는 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
종	마우스
GeneID (인간)	3916
GeneID (마우스)	16783
면역원	마우스 LAMP1/CD107a (NP_034814.2)의 아미노산 208-363에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P11438
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백