

Rabbit Anti-Mouse Lamp1/Cd107A 단클론 항체 (If/Icc, Fc용) - P11438

품목 번호: CM0006197



소개

마우스 LAMP1/CD107a를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단클론 항체입니다. 면역형광 및 유세포 분석 응용에 검증되어 리소좀 생물학, 자가포식, NK 세포 세포독성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
종	마우스
유전자 ID (인간)	3916
유전자 ID	16783
면역원	마우스 LAMP1/CD107a (NP_034814.2)의 아미노산 208-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	IF/ICC, FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P11438
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백