

라бет 항 마우스 Ly-49D 단일클론 항체 (Fc용) - Q60651

품목 번호: CM0011832

소개

로 접합된 라бет 단일클론 항체로, 마우스 Ly-49D (KLRA4)를 표적하며 NK 세포 수용체 발현의 유세포 분석에 검증되었습니다. 마우스와 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	라бет 항 마우스 Ly-49D mAb
비고/별칭	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
종	마우스
유전자 ID	16635
면역원	마우스 Ly-49D (NP_001239506.1)의 아미노산 66-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	라бет
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60651
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백