

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Ly-49D 단일클론 항체 - Q60651

품목 번호: CM0011613

소개

마우스 Ly-49D(킬러 세포 렉틴 유사 수용체 4)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석으로 검증되었으며, NK 세포 수용체 및 면역 프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스 Ly-49D mAb
비고/별칭	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
종	마우스
GeneID	16635
면역원	마우스 Ly-49D의 아미노산 66-263을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001239506.1)
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60651
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩