

Rabbit Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05533

품목 번호: CM0011491

소개

유세포 분석을 위해 검증된 컨쥬게이티드 토끼 단일클론 항체(마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 타겟). 마우스와 반응합니다. 줄기세포 및 T세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
비고/별칭	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID	110454
면역원(Immunogen)	마우스 Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)의 아미노산 27-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P05533
단백질 분자량	114kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)