

유세포 분석용 토끼 항-마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체 - P08648

품목 번호: CM0009946



소개

마우스 Ly-6A/E (Sca-1)를 표적하는 PerCP/Cyanine5.5 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며, 마우스와 반응하고 분자량은 115kDa입니다. 줄기세포 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PerCP/Cyanine5.5 토끼 항-마우스 Ly-6A/E (Sca-1) mAb
비고/별칭	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
종(Species)	마우스
유전자 ID	110454
항원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)의 아미노산 27-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P08648
단백질 분자량	115kDa
배송(Shipping)	아이스 팩