

유세포분석용 토끼 항마우스 PD-L2/Cd273/B7-Dc 단클론 항체 - Q9Wul5

품목 번호: CM0004794



소개

유세포분석용 접합 토끼 항마우스 PD-L2 (CD273/B7-DC) 단클론 항체입니다. 면역 내성 및 암 연구에서 PD-L2 발현을 검증하세요. 마우스 샘플에 특이적입니다. - Q9WUL5

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 PD-L2/CD273/B7-DC mAb
비고/별칭	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	80380
유전자 ID	58205
면역원	마우스 PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1)의 아미노산 20-123번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9WUL5
단백질 분자량	28kDa
배송 방법	아이스 팩