


Rabbit Anti-Mouse S100A9 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P31725

품목 번호: CM0008501



소개

세포 내 유세포 분석용 마우스 S100A9(Calgranulin-B/MRP14)를 타겟팅하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스에서 검증되었습니다. S100A9는 염증 반응 및 면역 조절에 기능을 합니다. 13 kDa.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse S100A9 mAb
비고/별칭	p14; Cagb; GAGB; LLAG; BEE22; MRP14; 60B8Ag
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	6280
GeneID	20202
면역원(Immunogen)	마우스 S100a9 (NP_033140.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P31725
단백질 분자량	13kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)