


유세포 분석(세포내)용 Rabbit Anti-Mouse S100A9 단일클론 항체 - P31725

품목 번호: CM0005901



소개

마우스 S100A9 (MRP14, calgranulin-B, p14)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체. 세포내 유세포 분석을 위해 설계되어 백혈구 내 칼프로텍틴 복합체 검출이 가능합니다. 염증, 면역학 및 항균 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse S100A9 mAb
비고/별칭	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
종	마우스
유전자 ID (인간)	6280
유전자 ID	20202
면역원	마우스 S100a9 (NP_033140.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31725
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백