

Rabbit Anti Mouse T-Bet/Tbx21 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q9Jkd8

품목 번호: CM0008968



소개

접합 토끼 단일클론 항체는 Th1 계열 전사 인자인 마우스 T-bet/Tbx21을 표적합니다. 세포내 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 마우스 T 세포에서 특이적인 T-bet 검출을 가능하게 합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti Mouse T-bet/Tbx21 mAb
비고/별칭	TBT1; Tbet; Tblym
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	30009
GeneID	57765
면역원(Immunogen)	마우스 T-bet/Tbx21 (NP_062380.2)의 아미노산 321-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	Q9JKD8
단백질 분자량	58 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)