

토끼 항마우스 Vcam-1/Cd106 단클론 항체 (Fc용) - P29533

품목 번호: CM0006129

소개

마우스 샘플의 유세포 분석(FC)에 검증된 토끼 항마우스 VCAM-1/CD106 단클론 항체입니다. 백혈구 접착 및 혈관 염증 연구에 활용할 수 있습니다. 유니프롯(UniProt): P29533.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	토끼 항마우스 VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; Vcam-1
종	마우스
유전자ID (인간)	7412
유전자ID	22329
면역원	마우스 VCAM-1/CD106 (NP_035823.3)의 아미노산 25-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P29533
단백질 분자량	38kDa/81kDa
배송 방식	아이스 팩