

Rabbit Anti-Mouse Vcam-1/Cd106 Monoclonal Antibody For Fc - P29533

품목 번호: CM0005484

소개

마우스 VCAM-1 (CD106)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 백혈구-내피 세포 부착 및 면역 감시 경로를 표적으로 합니다. 재조합 면역원은 세포외 도메인을 포함합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse VCAM-1/CD106 mAb
비고/별칭	CD106; Vcam-1
종(Species)	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	7412
유전자 ID	22329
면역원	마우스 VCAM-1/CD106 (NP_035823.3)의 아미노산 25-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P29533
단백질 분자량	38kDa/81kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)