

Rabbit Anti-Mouse Vista Polymab® For Fc - Q9D659

품목 번호: CM0008310

소개

유세포 분석(FC)용으로 검증된 Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®입니다. 마우스 VISTA 단백질(34kDa)을 검출합니다. 면역학 연구 및 T세포 활성화 연구를 위한 신뢰할 수 있는 시약입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
비고/별칭	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	64115
GeneID	74048
면역원(Immunogen)	마우스 VISTA (NP_083008.1)의 아미노산 33-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9D659
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)