

Rabbit Anti-Mouse Vista Polymab® For Fc - Q9D659

품목 번호: CM0005267

소개

마우스 VISTA (Dies1/PD-1H)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체. 유동세포분석법(FC)에 대해 검증됨. T-세포 억제, 암 면역요법, 자가면역 질환 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse VISTA PolymAb®
비고/별칭	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
종	마우스
GeneID (Human)	64115
GeneID	74048
면역원	제조합 단백질 마우스 VISTA (NP_083008.1)의 아미노산 33-191에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9D659
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백