

토끼 항마우스 Vista Polymab®, Fc 용 - Q9D659

품목 번호: CM0004975

소개

마우스 VISTA(PD-1H)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. VISTA는 T세포 억제 수용체로, 이 항체는 면역 체크포인트 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스 VISTA PolymAb®
비고/별칭	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
종	마우스
인간 유전자 ID	64115
유전자 ID	74048
면역원	마우스 VISTA(NP_083008.1)의 아미노산 33-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질/재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9D659
단백질 분자량	34kDa
배송 방법	아이스 팩