

토끼 항-마우스/인간 Cd55 Mab (Fc용) - Q61475

품목 번호: CM0007832

소개

유세포 분석을 위한 마우스/인간 CD55(DAF) 표적 접합 토끼 단일클론항체. 보체 붕괴 가속 인자(complement decay-accelerating factor)를 인식하며, GPI로 고정된 42 kDa 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-마우스/인간 CD55 mAb
비고/별칭	Daf; Dafl; Daf-GPI; GPI-DAF
종	마우스
유전자 ID (인간)	1604
유전자 ID	13136
면역원	마우스 CD55/DAF의 35-361번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질(NP_034146.2)
항체 생산 동물	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q61475
단백질 분자량	42KDa
배송	아이스팩