

유세포 분석용 토끼 항마우스/인간 Cd55 단클론 항체 - Q61475

품목 번호: CM0009231

소개

마우스 및 인간 CD55/DAF를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증된 이 42 kDa GPI 고정 보체 조절 단백질은 인간 및 마우스 샘플과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스/인간 CD55 mAb
비고/별칭	Daf; Dafi; Daf-GPI; GPI-DAF
종	마우스
유전자 ID (인간)	1604
유전자 ID	13136
면역원	마우스 CD55/DAF (NP_034146.2)의 아미노산 35-361에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q61475
단백질 분자량	42KDa
배송	아이스 팩