

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd27 Monoclonal Antibody For Fc - P41272

품목 번호: CM0012089

소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 단일클론 항체. CD27 (TNFRSF7), 공동 자극 면역 체크포인트 수용체를 표적으로 합니다. 마우스 및 랫트에서 검증되었습니다. T 세포, NK 세포 및 B 세포 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
비고/별칭	S152; Tp55; Tnfrsf7
종(Species)	마우스
GeneID (인간)	939
GeneID	21940
면역원	마우스 CD27 (NP_001028298.1)의 아미노산 24-182에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P41272
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백