

Cd27 단일클론항체 (토끼, 마우스/랫트) - P41272 (유세포 분석용)

품목 번호: CM0010987

소개

로 접합된 마우스/랫트 CD27에 대한 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. T-세포 활성화에 중요한 공동자극 면역 체크포인트 수용체인 CD27 항원을 인식합니다. 분자량: 28 kDa. 반응 종: 마우스 및 랫트.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
비고/별칭	S152; Tp55; Tnfrsf7
종	마우스
GeneID (Human)	939
GeneID	21940
면역원	마우스 CD27 (NP_001028298.1)의 아미노산 24-182 서열에 대응하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	마우스, 랫트
SWISS	P41272
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백