

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd27 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P41272

품목 번호: CM0004301

소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스/랫트 CD27를 표적하며, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. T세포 활성화 및 면역 체크포인트 경로 연구에 이상적입니다. SWISS: P41272.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
비고/별칭	S152; Tp55; Tnfrsf7
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	939
GeneID (마우스)	21940
항원(Immunogen)	마우스 CD27 (NP_001028298.1)의 아미노산 24-182에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P41272
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)