

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 Monoclonal Antibody For Fc - Q08481

품목 번호: CM0008444

소개

접합 토끼 단일클론 항체로 마우스/랫트 CD31/PECAM1를 표적합니다. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 면역원: 마우스 CD31의 아미노산 18-220.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	Mouse/Rat
GeneID (인간)	5175
GeneID	18613
면역원	마우스 CD31 (NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	Q08481
단백질 분자량	81 kDa
배송	아이스 팩