

유세포분석용 Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd31/Pecam1 단일클론 항체 - Q08481

품목 번호: CM0010748

소개

유세포분석용 결합 토끼 단일클론 anti-CD31/PECAM1 항체. 백혈구의 혈관내피세포 횡단 이동 및 내피세포 간 상호작용에 중요한 세포 접착 분자인 마우스 및 랫드 CD31을 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	마우스
유전자 ID (인간)	5175
유전자 ID (마우스)	18613
면역원	마우스 CD31(NP_001292086.1)의 아미노산 18-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q08481
단백질 분자량	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
배송	아이스팩