

Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd54 Mab - P13597

품목 번호: CM0012803

소개

유세포 분석(Flow cytometry)용 마우스/랫트 CD54 (ICAM-1)를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체. 백혈구 이동 및 면역 반응에 중요한 59 kDa 세포 접착 분자를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse/Rat CD54 mAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	3383
유전자 ID	15894
면역원(Immunogen)	마우스 CD54(NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 / 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송(Shipping)	아이스팩(Ice bag)