

토끼 항마우스/랫 Cd54 단클론 항체 (Fc용) - P13597

품목 번호: CM0010085

소개

마우스/랫 CD54(ICAM-1)에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 백혈구 접착, 염증 및 면역 세포 상호작용 연구에 적합하며 마우스와 랫에서 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스/랫 CD54 단클론 항체
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	마우스
유전자ID (인간)	3383
유전자ID	15894
면역원	마우스 CD54 (NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스 팩