

유동 세포 계측법용 토끼 항마우스/랫 Cd54 단클론 항체 - P13597

품목 번호: CM0008395

소개

유동 세포 계측법용 접합 토끼 항마우스/랫 CD54 (ICAM-1) 단클론 항체입니다. 약 59 kDa 단백질을 검출하며 마우스와 랫과 교차 반응합니다. 백혈구 접착 및 내피세포 이행 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항마우스/랫 CD54 단클론 항체
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	마우스
유전자 ID (인간)	3383
유전자 ID (마우스)	15894
면역원	마우스 CD54 (NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유동 세포 계측법)
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P13597
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백