

Wb, If/Icc, Elisa용 토끼 항-Myh7/β-Mhc 다클론 항체 - P12883

품목 번호: CM0030330



소개

MYH7/β-MHC (Myosin-7)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 어플리케이션에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 심근병증 연구를 포함한 심장 및 골격근 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	MYH7/β-MHC 토끼 pAb
비고/별칭	CMH1; MPD1; SPMD; SPMM; CMD1S; MYHCB; CMYP7A; CMYP7B; MYH7/β-MHC
종	인간(Human)
GeneID (인간)	4625
GeneID	4625
면역원	합성 펩타이드 / 인간 MYH7/β-MHC (NP_000248.2)의 아미노산 1700-1800 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클론 항체
어플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫드(Rat)
SWISS	P12883
단백질 분자량	223kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)