


Wb, Elisa용 토끼 항-Ogfod1 다클로널 항체 - Q8N543

품목 번호: CM0018956



소개

사람 OGFOD1 (TPA1)에 대한 토끼 다클로널 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 번역 종료 및 스트레스 과립 형성에 관여하는 63kDa 프롤린 3-하이드록실화효소를 타겟으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	OGFOD1 토끼 pAb
비고/별칭	TPA1; OGFOD1
종	사람(Human)
GeneID (사람)	55239
GeneID	55239
면역원	사람 OGFOD1 (NP_060703.3)의 아미노산 1-140에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	사람(Human)
SWISS	Q8N543
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)