


웨스턴 블롯(Wb), Elisa용 Rabbit Anti-Orc3 폴리클로날 항체 - Q9Ubd5

품목 번호: CM0016776



소개

인간 ORC3를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 복제 기점 인식 복합체 기능, DNA 복제 개시, 후성유전적 조절 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	ORC3 Rabbit pAb
비고/별칭	LAT; ORC3L; LATHEO; ORC3
종	인간
유전자 ID (인간)	23595
유전자 ID	23595
면역원	인간 ORC3 (NP_036513.2)의 아미노산 1-240에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UBD5
단백질 분자량	82kDa
배송	아이스백