

Wb용 토끼 항-P70 S6 Kinase 2 단일클론 항체 - Q9Ubs0

품목 번호: CM0006227

소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간, 마우스 및 랫트의 리보솜 단백질 S6 키나제 베타-2(p70 S6K2)를 검출하며, 이는 주요 mTOR 경로 키나제입니다. WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	p70 S6 Kinase 2 Rabbit mAb
비고/별칭	KLS, SRK, S6K2, S6KB, STK14B, S6KI(2), S6Kbeta, p70S6Kb, P70-beta, S6K-beta2, P70-beta-1, P70-beta-2, p70(S6K)-beta, p70 S6 Kinase 2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	6199
유전자 ID	6199
면역원	인간 p70 S6 Kinase 2 (Q9UBS0)의 아미노산 1-120에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UBS0
단백질 분자량	53 kDa
배송	아이스팩